

FINISHING TOUCH®
FLAWLESS
DERMAPLANE™

Features:


- 2 Long Precision Blades
- 2 Short Precision Blades
- Ridged Safety Guard
- Comfort Grip Handle
- 2 Caps

Flawless Dermaplane is to be used only ONCE a week.
Flawless Dermaplane should be used at night.

How to Use:

Flawless Dermaplane is recommended for exfoliation and hair removal on chin, forehead, cheeks and above the upper brow and upper lip area.

1. To begin, thoroughly wash and dry your face. The Flawless Dermaplane is for dry use only.
2. Select a clean Flawless Dermaplane for each use. Depending on the area, choose either the Long Precision Blade for larger areas, or the Short Precision Blade for smaller areas.
3. For best results, hold skin taut and blade at a 45° angle. Use short, feathery strokes and gently skim across skin. Do NOT press the Flawless Dermaplane down into the skin. No pressure should be used (See Images on Back). Only pass over the same area once during each use.
4. For tips and tricks and how-to-videos, please visit www.FlawlessProducts.ca



After Use:

1. If skin is sensitive after use, cleanse your face with a gentle, non-acid cleanser.
2. Do not use lotion or make-up immediately after using your Flawless Dermaplane. Wait overnight before applying, to avoid clogging pores.

Warning:

- Do not use on skin that is experiencing any irritation including dryness, acne, sunburn, psoriasis, eczema, diabetes, circulatory or bleeding disorders.
- Avoid lips, nose, ears and eyes.
- Do not use if you have had a recent facial procedure.
- Not to be used for elimination of scars or tattoo removal.
- Never slide along the skin in the same direction as blade or it could cut the skin (See Images Above).

Distributed by
Mont-Royal, QC H4T 1X2
client@supertek.ca
www.clickit.ca
Customer service:
1-800-303-8354

FTDERMA4PK_090419ST

FINISHING TOUCH® FLAWLESS DERMAPLANE^{MC}


Caractéristiques :

- 2 longues lames de précision
- 2 petites lames de précision
- Protecteur rainuré sécuritaire
- Manche confortable
- 2 capuchons

**Flawless Dermaplane ne doit être utilisé qu'UNE fois par semaine.
Flawless Dermaplane devrait être utilisé le soir.**

Mode d'emploi :

1. Le Flawless Dermaplane est recommandé pour l'exfoliation et l'épilation du menton, du front, des joues, au-dessus des sourcils et en haut de la lèvre supérieure.
2. Lavez et essuyez votre visage. Le Flawless Dermaplane doit être utilisé sur une peau bien sèche. Sélectionnez un Flawless Dermaplane propre : Utilisez la longue lame de précision pour les zones plus larges et la petite lame de précision pour les plus petites zones.
3. Afin d'obtenir des résultats optimaux, tendez la peau et exécutez de légers mouvements en douceur à un angle de 45°. N'APPUYEZ PAS le Flawless Dermaplane sur la peau. N'exercez aucune pression (voir l'image au verso). Ne passez le Dermaplane qu'une seule fois sur chaque zone.
4. Pour des trucs, astuces et vidéos explicatifs, s.v.p. visitez www.FlawlessBeaute.ca



Après utilisation :

1. Si, après l'utilisation, la peau est sensible, nettoyez-la avec un nettoyant doux et non acide.
2. N'appliquez pas de lotion ni de maquillage après avoir utilisé votre Flawless Dermaplane. Attendez une nuit avant d'appliquer quoi que ce soit afin d'éviter d'obstruer les pores

AVERTISSEMENTS :

- N'utilisez pas le Flawless Dermaplane si vous souffrez d'irritation, de sécheresse cutanée, d'acné, de coup de soleil, de psoriasis, d'eczéma, de diabète ou de problèmes de circulation ou de saignement.
- Évitez la zone des lèvres, du nez, des oreilles et des yeux.
- N'utilisez pas le Flawless Dermaplane si vous avez eu récemment des traitements pour le visage.
- N'utilisez pas le Flawless Dermaplane pour effacer les cicatrices et les tatouages.
- Ne faites jamais glisser le Flawless Dermaplane dans le sens de la lame afin d'éviter de vous couper (voir les images ci-dessus).

Distribué par
Mont-Royal, QC H4T 1X2
www.clickit.ca
Service à la clientèle:
1-800-303-8354