

PATENTED

# DermaWand®

Beauty Guide

Reduce the Appearance of  
Fine Lines and Wrinkles



Did you know there was a  
skin care line **specially formulated**  
to **enhance** the results of the  
DermaWand?



DermaVital

Check out the full beauty line at  
[www.DermaVital.com!](http://www.DermaVital.com!)

Millions  
Sold  
Worldwide!

[www.DermaWand.com](http://www.DermaWand.com)

© 2016 ICTV Brands, Inc.

DermaWandMD est une marque de commerce déposée de ICTV Brands, Inc.  
PRINTED IN USA



INSTCBGV3  
V3/16



**ATTENTION: Read this manual before using this product.**

Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury. Keep this manual in a safe location for future reference.



Appareil de classe II



FABRIQUÉ EN CHINE

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



**WARNING:** READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.  
**DANGER:** To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug DermaWand® immediately after using.
- Do not use DermaWand® while bathing.
- Do not place or store DermaWand® where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place DermaWand® in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for DermaWand® that has fallen into water. Unplug immediately.
- DermaWand® is a sealed unit, do not attempt to open the case. If damaged, contact Customer Care.



**WARNING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- DermaWand® should never be left unattended when plugged in an outlet.
- Close supervision is necessary when DermaWand® is used near children or invalids.
- Use DermaWand® only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate DermaWand® if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Arrange to return DermaWand® to a service center for examination and repair by calling Customer Care.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never use DermaWand® while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening of the DermaWand®.
- Do not use DermaWand® outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use DermaWand® near flammable liquids or substances.
- Connect DermaWand® to a properly grounded outlet only. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use DermaWand® if you are pregnant, plan to become pregnant, if you have a pacemaker, if you have broken capillaries or other skin condition.
- Do not use DermaWand® in mucous membranes (eyes, ears, nose, mouth).
- Do not use DermaWand® internally.
- Dry hands completely before using DermaWand®.
- Do not hold DermaWand® at the tip or by the bulb. Keep your hand behind the flange.
- Do not use DermaWand® if the bulb is broken.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## DÉFINITIONS

**DANGER** indique une situation dangereuse devant être évitée, qui causera des blessures graves ou la mort si elle se produit. **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse devant être évitée, qui pourrait causer des blessures graves ou la mort. **MISE EN GARDE** indique une situation dangereuse, devant être évitée, qui pourrait causer des blessures mineures à modérées. **AVIS** est utilisé pour transmettre un avertissement qui n'est pas relié à un risque de blessure.

Cet appareil est conforme aux restrictions prévues pour un appareil numérique de classe B tel que prescrit dans la section 15 des réglementations de la FCC et dans la NMB-003 d'Industrie Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil a été testé et déterminé conforme aux restrictions prévues pour un appareil numérique de classe B, telles que décrites dans la section 15 des réglementations de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer une interférence nuisible pour les radiocommunications. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne seront pas générées dans une installation en particulier. Si ce matériel occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
  - Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
  - Branchez l'appareil dans une prise régée par un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  - Consultez le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Industrie Canada NMB-003 Étiquette de conformité : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
N'apportez aucune modification à cet appareil. Toute modification non expressément approuvée par le fabricant peut entraîner la révocation du droit d'utiliser l'appareil.

### Avez-vous des questions ou préoccupations?

Avant de retourner votre Dermawand, contactez-nous à :

**customerservice@ictvbrands.com**  
avec toutes les questions que vous puissiez avoir. Expliquez-nous vos doutes ou intérêts, et nous allons vous envoyer des conseils efficaces qui vont vous aider à avoir de meilleurs résultats avec votre Dermawand comme les millions de femmes l'ont eux partout dans le monde!

## DermaWand®

La garantie d'un (1) an entre en vigueur au moment de l'achat et couvre le matériel et le service de réparation du DermaWand®. En cas de bris de votre appareil et pour recevoir un service de réparation sous garantie, postez votre DermaWand® à :

DermaWand  
277 Humberline Drive, Toronto, ONT M9W0B6

DermaWand comme les millions de femmes l'ont eux partout dans le monde! Nous aimerions entendre parler de nos fans DermaWand! Si vous aimez votre DermaWand, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et tous vos sites de médias sociaux préférés. Partagez votre histoire avec d'autres amateurs de DermaWand, obtenez des offres spéciales sur autres produits et obtenez les dernières nouveautés!



## Ampoules brisées

L'ampoule de glace n'est pas couverte par la garantie de produit de Dermawand. Remettez toujours à sa place le bouchon de sécurité de l'ampoule quand il n'est pas en utilisation. Faites attention de ne pas faire tomber votre Dermawand au moment de l'utiliser car l'ampoule peut se briser. Pour réparer l'ampoule, contactez le service à la clientèle au: 1-866-677-0993 pour le service de garantie. Des frais de \$25.00 US Dollars sont appliqués pour couvrir la livraison et la réparation. Pour avoir plus d'information ou la politique de retour et les procédures, s'il vous plaît continuer à lire ci-dessous.


## Politique et Procédures de Retour

Votre DermaWand est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous avez acheté en magasin, s'il vous plaît retourner le produit à ce détaillant avec le ticket de caisse ou la facture dans les 30 jours suivant la date de votre ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté en ligne ou par téléphone, appelez le service à la clientèle au 1-800-443-0525 pour avoir l'autorisation de retour - du lundi au vendredi de 09:00 heures à 21:00 heures et le samedi de 10:00 heures à 16:00 Heure Normale de l'Est.

- Votre période d'essai de 30 jours commence dès la réception de votre DermaWand® confirmée par le numéro de suivi associé à votre envoi.
- Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service à la clientèle afin de valider votre autorisation de retour et d'émettre une étiquette de retour.
- Les remboursements pour les retours qualifiés seront émis dans les 30 jours suivant la réception de votre DermaWand® et seront appliqués à la méthode originale de paiement utilisée pour votre première commande
- Référez-vous à votre bordereau d'expédition pour plus de détails des instructions de retour.

## DermaWand®



## Get Ready to Engage Your Senses!

When you use your DermaWand, the experience will surround you.


- **TOUCH/FEEL** – As the DermaWand stimulates and massages your skin, you will experience a tingling sensation that will increase as you turn up the toning dial. Follow the instructions in this guide closely to ensure you increase the intensity safely.
- **SOUND** – During your treatments you will hear a low humming sound, like white noise.
- **SMELL** – The DermaWand provides instant stimulation and thermal massage to rejuvenate your skin's surface. This process elicits enriched oxygen, producing a fresh natural 'after rain' smell.
- **SIGHT** – When using your DermaWand, the tip of your DermaWand will glow as the technology gets to work!

You may also experience some very mild skin redness which is normal. It is very **IMPORTANT** that you apply a good topical cream **BEFORE** you use your DermaWand. If you experience moderate redness, stop using your DermaWand for a couple days until the redness goes away. Begin again on a lower setting, making sure you apply a good moisturizer before and after the treatment. We also caution against the use of high concentrations of AHA, glycolic acid or other abrasive products. (**Note: If you experience excessive redness or swelling, cease use.**)

Results will vary from person to person depending on age, length and frequency of treatments, however if you are patient you can see and feel results in as little as a week! And with continued use, you will be **AMAZED!**

## Proven Results

DermaWand creator, at age 43, used DermaWand on just one side of her face for 12 weeks to prove it worked!



## Getting Started

Review this guide and watch the instructional video at [www.HowToDermaWand.com](http://www.HowToDermaWand.com) to learn all the techniques for the best results.

**DermaWand Treatments: It is recommended that your DermaWand treatments be completed in two phases.**

**Phase 1** is the 3 Minute Sweep. This phase involves general sweeps across your entire face and is recommended to be completed twice daily as a minimum.

**Phase 2** are the Facial Exercise Routines. These exercise routines are targeted to specific areas of your face. These exact exercises were performed by women who participated in an independent 30 day, 100 person double blind placebo DermaWand clinical trial. The results were **ASTOUNDING** so we recommend these exercises to all users to maximize your DermaWand results.

**LE FRONT:** Appliquez une crème hydratante et appliquez une pression modérée avec le DermaWand, en tirant sur la peau du front vers la racine des cheveux avec un léger mouvement en zigzag. Une fois que vous arrivez à la racine des cheveux, maintenez la baguette sur la peau en gardant la peau tendue pendant 15 secondes. Faites cet exercice trois fois de chaque côté du visage en commençant par le bord interne du sourcil, puis le centre du sourcil, et finalement, à partir du bord extérieur du sourcil.



**ENTRE LES SOURCILS:** Appliquez une crème hydratante et utilisez le DermaWand pour effectuer un mouvement en zigzag à partir du haut vers le bas. Répétez cet exercice pendant 45 secondes.

**LA DEUXIÈME PASSE:** Une fois que vous avez terminé les 11 exercices, faites une deuxième passe d'une durée maximale de 4 minutes, en se concentrant sur vos zones à problèmes.

Une fois que vous avez terminé votre traitement DermaWand, assurez-vous de remettre le bouchon sur l'ampoule et stockez votre DermaWand dans un endroit sûr et sec.



## IMPORTANT

Appliquer toujours une bonne crème ou une lotion à votre peau avant d'utiliser votre DermaWand®. Pour la zone général du visage et le front utiliser un hydratant et pour le contour des yeux, y compris les pattes d'oie, utiliser une crème pour les yeux.

## 3 Minute Sweep Treatments

Follow these steps twice daily (morning and evening).



**SOUS LES LIGNES DES YEUX:** Appliquez une bonne crème pour les yeux avant cet exercice. Déplacez le DermaWand du coin interne de l'œil et d'un seul mouvement glisser vers le coin externe de l'œil. Faites cet exercice pendant 30-40 secondes, puis répétez de l'autre œil. **NE PAS UTILISER LE BOUTON POUR CHANGER L'INTENSITÉ SUPERIEUR AU NIVEAU 3 POUR CET EXERCISE.**



**PATTES D'OIE:** Appliquez une bonne crème pour les yeux avant cet exercice. Effectuez des mouvements circulaires en tenant le DermaWand dans ce zone. Faire ceci pendant 30-45 secondes de chaque côté.



**ZONE DES SOURCILS:** Appliquez une crème hydratante puis allez depuis le bord interne du sourcil et lentement glissez le DermaWand jusqu'à la racine des cheveux. Répétez ce mouvement à partir du bord du centre du sourcil à la racine des cheveux, puis à partir de l'autre bord extérieur du sourcil à la racine des cheveux. Répétez ce triple exercice 5-6 fois sur chaque œil.

- STEP 1:** Before beginning treatments, thoroughly cleanse your face with your favorite cleanser and rinse with warm water.
- STEP 2:** Completely pat your face dry after cleansing and rinsing.
- STEP 3:** Apply Pre-Face or your favorite hydrating moisturizer (an amount the size of a nickel) onto clean fingertips and gently layer over your entire face, giving special attention to the delicate eye area.
- STEP 4:** When using DermaWand® for the first time, turn dial to setting 1 **Make sure to remove bulb cap first.** Try it on the back of your hand first to experience the tingle sensation at the chosen intensity level. If your DermaWand® has not been used before, or if the DermaWand® has not been used for several days, it may take up to 1 minute for the bulb to glow.
- STEP 5: THAT UNIQUE SENSATION!** Place bulb directly on your facial skin (*remember to remove the cap*) to experience the DermaWand® sensation. Always work on the lowest setting for the first few days until you get used to the sensation. When you no longer feel the same intensity (*a gentle tingling feeling*) of the stimuli, this is the signal that your skin is ready for the next level. Continue increasing the intensity on the dial a little bit at a time until you have reached your maximum comfort zone. The DermaWand® is effective even at the lowest setting, and your comfort setting depends on your skin's sensitivity.
- STEP 6:** Now begin sweeping the DermaWand® over your entire face and neck with light pressure.
- STEP 7:** After finishing your general sweeps, now begin some or all of the lifting exercises shown in this guide. The more exercises you perform each day, the quicker you will see the new you.

## Facial Exercise Routines

Perform the following exercises twice a day in order to achieve maximum results.



**FACE:** Apply a hydrating moisturizer, and then sweep the wand all over your face and neck in either a linear or circular motion for 90 seconds. For very deep wrinkles, concentrate on those areas for an extra 30 to 40 seconds each time. Be patient, lines and wrinkles take longer to respond. Be sure that you are continually moving the DermaWand® around your face.



**NECK:** Apply a hydrating moisturizer, and then start at the bottom of the neck area and slowly slide the wand up the chin. Then go back to the bottom of the neck area, and repeat this 6-8 times doing a complete “V” motion.



**CHIN:** Apply a hydrating moisturizer to the chin area. Now start in the middle, right under the chin, and move the wand outwards along the jawline up to the earlobe in small, close circular movements about the size of a quarter. Do this 30-45 seconds on each side.

**RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE:** Appliquez une crème hydratante, puis, sur un côté commencez en bas au centre du menton et déplacez le DermaWand jusqu'à l'angle des lèvres dans un mouvement en zigzag. Répétez cet exercice pendant 30 secondes et puis répétez sur l'autre pendant 30 secondes.



**SILLONS NASOGÉNIENS:** Appliquez une crème hydratante, puis effectuez un mouvement en zigzag avec le DermaWand, en commençant par le bas et en suivant le profil du pli vers le haut. Faites cet exercice pendant 30-40 secondes sur un côté du visage, puis répétez de l'autre côté.



**JOUES:** Appliquez une crème hydratante et dans un mouvement circulaire, déplacez le DermaWand du coin du nez tout à travers à l'angle de la face de l'oreille supérieure. Effectuez cet exercice pendant 30 secondes, puis répétez de l'autre côté du visage.



## Routines d'exercice du visage

Effectuez les exercices suivants deux fois par jour afin d'obtenir des résultats maximum.



**VISAGE:** Appliquez une crème hydratante, puis balayez DermaWand sur tout le visage et le cou soit dans un mouvement linéaire ou circulaire pendant 90 secondes. Pour les rides profondes, concentrez sur les secteurs pour un supplément de 30 à 40 secondes à chaque fois. Soyez patients, les rides et ridules prennent plus de temps pour réagir. Assurez-vous que vous êtes continuellement en mouvement le DermaWand® autour de votre visage.



**COU:** Appliquez une crème hydratante, puis commencez au bas de la zone du cou et lentement glissez la DermaWand jusqu'au menton. Revenez ensuite vers le bas de la zone du cou, et répétez ceci 6-8 fois faisant un mouvement complet "V".



**MENTON:** Appliquez une crème hydratante à la zone du menton. Maintenant commencez au milieu, justement à droite sous le menton, et déplacez le DermaWand vers l'extérieur le long de la mâchoire jusqu'au lobe de l'oreille en petits mouvements circulaires près de la taille d'un quart. Faites ceci 30-45 secondes de chaque côté.

## WRINKLES AROUND THE MOUTH:

Apply a hydrating moisturizer and then on one side begin at the bottom center of the chin and move the wand up to the corner of the lips in a zig-zag motion. Repeat this exercise for 30 seconds and then do the other side for 30 seconds.



**NASOLABIAL FOLDS:** Apply a hydrating moisturizer, and then perform a zig-zag motion with the wand, beginning at the bottom and following the profile of the fold to the top. Do this exercise for 30-40 seconds on one side of the face, and then repeat on the other side.



**CHEEKS:** Apply a hydrating moisturizer and in a circular motion, move the wand from the corner of the nose all the way across to the corner of the front of the upper ear. Perform this exercise for 30 seconds, and then repeat on the other side of the face.





**UNDER EYE LINES:** Apply a good eye cream before this exercise. Move the wand from the inner corner of the eye and with a single motion glide to the outer corner of the eye. Do this exercise for 30-40 seconds, and then repeat on the other eye. **DO NOT USE THE TONING DIAL ANY HIGHER THAN LEVEL 3 FOR THIS EXERCISE.**



**CROWS FEET:** Apply a good eye cream before this exercise. Perform circular motions while holding the wand in this area. Do this for 30-45 seconds on each side.



**EYEBROW AREA:** Apply a hydrating moisturizer then go from the inner edge of the eyebrow and slowly glide the wand up to the hairline. Repeat this motion from the center edge of the eyebrow to the hairline, and then from the outer edge of the eyebrow to the hairline. Repeat this triple exercise 5-6 times on each eye.


## Traitements de balayage de 3 minutes.

Suivez ces étapes deux fois par jour (matin et soir).

- ÉTAPE 1:** Avant commencer les traitements, nettoyez soigneusement votre visage avec votre nettoyant préféré et rincez à l'eau tiède.
- ÉTAPE 2:** Tapotez complètement votre visage sec après le nettoyage et le rinçage.
- ÉTAPE 3:** Appliquez le Pre-Face ou votre crème hydratante préférée (une quantité de la taille d'une monnaie moyenne) sur le bout des doigts propres et doucement faites escale sur sur tout le visage, en accordant une attention particulière à la zone délicate des yeux.
- ÉTAPE 4:** Lorsque vous utilisez Derma Wand® pour la première fois, tournez le bouton d'intensité sur le réglage 1. **Assurez-vous de retirer le bouchon de l'ampoule en premier.** Essayez-le sur le dos de votre main premièrement à éprouver la sensation de picotement au niveau d'intensité choisie. Si votre DermaWand® n'a pas été utilisé auparavant, ou si le DermaWand® n'a pas été utilisé pendant plusieurs jours, il peut prendre jusqu'à 1 minute pour l'ampoule à briller.
- ÉTAPE 5: QUELLE UNIQUE SENSATION!** Placez l'ampoule directement sur la peau du visage (souvenez-vous de retirer le bouchon) pour éprouver la sensation de DermaWand®. Travaillez toujours sur le réglage le plus bas pour les premiers jours jusqu'au moment que vous vous habituez à la sensation. Lorsque vous vous habituez à la même intensité (une sensation de picotement douce) des stimuli, c'est le signal que votre peau est prête pour le niveau suivant. Continuez à augmenter l'intensité sur le bouton un peu à la fois jusqu'à ce que vous avez atteint votre zone maximale de confort. Le DermaWand® est efficace même au réglage le plus bas, et le réglage de confort dépend de la sensibilité de votre peau.
- ÉTAPE 6:** Maintenant commencez à balayer le DermaWand® sur tout le visage et le cou avec une légère pression.
- ÉTAPE 7:** Après avoir terminé vos balayages généraux, commencez avec une partie ou tous les exercices de levage indiqués dans ce guide. Plus vous vous exercez, plus vite vous verrez les résultats.

## Résultats prouvés

La créatrice de DermaWand, à 43 ans, a utilisé DermaWand sur un seul côté de son visage pendant 12 semaines pour prouver qui cela fonctionne!



Aucune amélioration cosmétique n'a été apportée au visage de Christina Boves et ces photos n'ont pas été retouchées.

## Demarrage

Vérifiez ce guide et regardez la vidéo d'instruction à

[www.HowToDermaWand.com](http://www.HowToDermaWand.com)

pour apprendre toutes les techniques pour les meilleurs résultats.

**Traitements DermaWand: Il est conseillé que vos traitements DermaWand soient complétés en deux phases.**

**La phase 1** est le balayage de 3 minutes. Cette phase comprend des balayages généraux sur l'ensemble de votre visage et il est recommandé d'être complété deux fois par jour au minimum.

**La phase 2** sont les routines d'exercice du visage. Ces routines d'exercice sont ciblées sur des zones spécifiques de votre visage. Ces exercices exactes ont été réalisées par des femmes qui ont participé à indépendant 30 jours, 100 personnes à double aveugle contre placebo DermaWand essai clinique. Les résultats ont été STUPEFIANTS donc nous recommandons ces exercices à tous les utilisateurs afin de maximiser vos résultats DermaWand.

**FOREHEAD:** Apply a hydrating moisturizer and apply moderate pressure with the DermaWand, pulling the skin of the forehead toward the hairline with a slight zig-zag movement. Once you arrive at the hairline, hold the wand on the skin keeping the skin taut for 15 seconds. Do this exercise three times on each side of the face beginning at the inner edge of the eyebrow, then the center of the eyebrow, and lastly from the outer edge of the eyebrow.



**BETWEEN THE EYEBROWS:** Apply a hydrating moisturizer and use the wand to perform zig-zag movement from the top to the bottom. Repeat this exercise for 45 seconds.



**THE SECOND PASS:** Once you have completed the 11 exercises, do a second pass lasting no more than 4 minutes, concentrating on your problem areas.

Once you have completed your DermaWand treatment, be sure to replace the cap over the bulb and store your DermaWand in a safe, dry location.

## IMPORTANT

Always apply a good cream or lotion to your skin before using your DermaWand®. For general facial and forehead area use a hydrating moisturizer, and for the eye area, including crows feet, use an eye cream.

## Broken Bulbs


The glass bulb is not covered by the DermaWand® product warranty. Always replace the safety cap over the bulb when not in use. Be careful not to drop your DermaWand® when using because the bulb may break. To repair a broken bulb, contact customer service at 1-800-443-0525 for warranty service. A \$25.00 U.S. service fee applies to cover shipping and repair. Please see below for more information or return policy and procedures.

## Return Policy & Procedures

Your DermaWand comes with a 30 day money back guarantee. If purchased in-store, please return it to that retailer with receipt or invoice within 30 days of the date on your receipt or invoice.

If purchased online or over the phone, call customer service at 1-800-443-0525 to obtain a Return Authorization - Monday through Friday between 9:00 am to 9:00 pm EST and Saturday between 10:00 am to 4:00 pm EST.

- Your 30 day trial period begins upon receipt of your DermaWand® as confirmed by the tracking number associated with your shipment.
- Return requests must be authorized by a customer service representative in order to validate your Return Authorization and issue a return label.
- Refunds for qualified returns will be issued within 30 days of receipt of your DermaWand® and will be applied to the original method of payment used.
- Refer to your Packing Slip for additional Return Policy details.



## Préparez-vous à engager vos sens !

Lorsque vous utilisez votre DermaWand, l'expérience vous vous entourerez.

- **TOUCHER/SENTIR** – Comme le DermaWand stimule et masse votre peau vous ferez l'expérience d'une sensation de picotement qui augmentera à mesure que vous augmentez le bouton pour changer l'intensité. Suivez les instructions de ce guide de près pour vous assurer d'augmenter l'intensité en toute sécurité.
- **SON** – Pendant vos traitements, vous entendrez un faible bruit de ronflement, comme bruit blanc.
- **ODEUR** – Le DermaWand fournit une stimulation instantanée et un massage thermique pour rajeunir la surface de votre peau. Ce processus provoque l'oxygène enrichi, produisant une odeur fraîche naturelle comme «après la pluie».
- **VUE** – Lorsque vous utilisez votre DermaWand, la pointe de votre DermaWand brillera comme la technologie commence à travailler!

Vous pouvez également expérimenter une très douce rougeur de la peau qui est normal. Il est très IMPORTANT que vous appliquez une bonne crème topique AVANT d'utiliser votre DermaWand. Si vous rencontrez des rougeurs modérées, arrêtez d'utiliser votre DermaWand pendant quelques jours jusqu'au moment que la rougeur disparaît. Commencez à nouveau sur un réglage plus bas, en vous assurant que vous appliquez une bonne crème hydratante avant et après le traitement. Nous avertissons aussi contre l'utilisation de fortes concentrations de AHA, l'acide glycolique ou d'autres produits abrasifs. (Remarque: Si vous rencontrez une rougeur excessive ou de l'enflure, cesser l'utilisation.)

Les résultats varient de personne à personne selon l'âge, la durée et la fréquence des traitements, toutefois si vous êtes patient, vous pouvez voir et sentir les résultats en aussi peu qu'une semaine! Et avec l'utilisation continue, vous serez SURPRIS!

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques requiert des précautions de base (surtout en présence d'enfants), notamment :

### **AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI. DANGER : Afin de réduire les risques d'électrocution :**

- Débranchez le DermaWand immédiatement après chaque utilisation.
- N'utilisez pas le DermaWand en prenant un bain.
- Ne déposez pas le DermaWand à un endroit duquel il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier.
- Ne laissez pas le DermaWand être plongé dans l'eau ni aucun autre liquide.
- Ne tentez pas de rattraper un DermaWand tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Le DermaWand est un appareil scellé, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. S'il est endommagé, communiquez avec le service à la clientèle.

### **AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de brûlures, d'électrocution ou d'autres blessures :**

- Ne laissez jamais un DermaWand sans supervision lorsqu'il est branché dans une prise électrique.
- Ne laissez pas le DermaWand sans supervision en présence d'enfants ou de personnes handicapées.
- Le DermaWand est strictement réservé à l'usage qui est décrit dans ce manuel.
- N'utilisez aucun accessoire amovible non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez jamais le DermaWand si le fil ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé dans l'eau ou s'il a subi un autre dommage. Le cas échéant, communiquez avec le service à la clientèle pour faire envoyer le DermaWand au centre de service pour inspection et réparation.
- Gardez le fil loin des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais le DermaWand en étant endormi ou somnolent.
- Ne laissez aucun objet ou substance entrer dans une ouverture du DermaWand.
- N'utilisez pas le DermaWand en plein air ou à proximité d'atomiseurs (aérosols) ou de diffuseurs d'oxygène.
- N'utilisez pas le DermaWand à proximité de liquides ou de substances inflammables.
- Branchez le DermaWand dans des prises électriques mises à la terre uniquement. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus longue que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, la fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée, et ce, dans un seul sens. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, tournez la fiche dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, appelez un électricien qualifié. Ne tentez pas de passer outre à cette mesure de sécurité.
- N'utilisez pas le DermaWand si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, si vous avez un stimulateur cardiaque, ou si vous avez des vaisseaux sanguins éclatés ou une autre affection cutanée.
- N'utilisez pas le DermaWand sur les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche).
- Usage externe seulement.
- Séchez les mains complètement avant chaque utilisation du DermaWand.
- N'empoignez pas le DermaWand par l'embout ou par l'ampoule. Gardez votre main derrière le collet.
- N'utilisez pas le DermaWand si l'ampoule est brisée.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## DEFINITIONS

**DANGER** indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.  
**WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.  
**CAUTION** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.  
**NOTICE** is used to address practices not related to personal injury.

This equipment complies with FCC Rules, Part 15 and Industry Canada's ICES-003 for a Class B Digital Device. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference that may cause any undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**Do not modify this product in any way. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.**

### **Do you have questions or concerns?**

Prior to returning your DermaWand, contact us at [customerservice@ictvbrands.com](mailto:customerservice@ictvbrands.com) with any questions you have.

Explain your concern and we will send you back helpful tips to ensure you are getting the maximum results from the DermaWand like millions of women around the world!

## DermaWand®

A one (1) year warranty from the date of purchase covers material and workmanship of DermaWand®. For a broken unit and to receive warranty repair service, send your DermaWand® to:

DermaWand®  
400 Returns Road Wallingford, CT 06494

We'd love to hear from our DermaWand fans!

If you love your DermaWand, find us on Facebook, Twitter and all your favorite social media sites. Share your story with other DermaWand lovers, get special deals on other great products and get the latest buzz!



PATENTED

# DermaWand®

Guide de beauté

Réduit l'apparence des  
rides et ridules



Saviez-vous qu'il y a une ligne de  
soins de la peau spécialement  
formulée pour améliorer les résultats  
de DermaWand?



DermaVital

Vérifiez la ligne de beauté complète à  
[www.DermaVital.com!](http://www.DermaVital.com)

**Des millions  
vendus dans  
le monde entier!**

[www.DermaWand.com](http://www.DermaWand.com)

© 2016 ICTV Brands, Inc.

DermaWand® and DermaVital® are registered trademarks ICTV Brands Inc.  
PRINTED IN USA



INSTCBGV3  
V3/16



**ATTENTION:** Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect des instructions et les mesures de sécurité dans ce manuel peut entraîner des blessures graves. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.



Class II Appliance



MADE IN CHINA