

Distances De Séparation Recommandées

Le DermaWand® Pro est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le DermaWand® Pro, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Distance De Séparation Selon L'émetteur De Fréquences (m)

Puissance De Sortie Maximale Nominale De L'émetteur (W)	150kHz to 80MHz d = 1.2 · P	80MHz to 800MHz d = 1.2 · P	800MHz to 2.5GHz d = 2.3 · P
P = 0.01	d = 0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s'applique. REMARQUE 2 : ces instructions peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les Équipements Électriques Médicaux nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés et mis en service conformément aux informations CEM fournies ci-dessus. Les équipements de communication AF portables et mobiles (ex : téléphones portables) peuvent affecter les Équipements Électriques Médicaux. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions ou diminution de l'immunité de l'appareil.

Procédures Et Politique De Retour

- Votre DermaWand® Pro vient avec une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et souhaitez renvoyer votre produit dans les 30 jours suivant sa réception, veuillez contacter le service clientèle au 1-866-677-0993 pour obtenir une Autorisation de Retour du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 HNE et samedi de 10h00 à 16h00 EST.
- Votre période d'essai de 30 jours commence à la réception de votre DermaWand® Pro, comme le confirme le numéro de suivi associé à votre envoi.
- Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service clientèle afin de valider votre Autorisation de Retour et d'émettre une étiquette de retour.
- Les remboursements pour les retours qualifiés seront émis dans les 30 jours suivant la réception de votre DermaWand® Pro et seront appliqués au mode de paiement original utilisé.
- Référez-vous à votre Bordereau de Livraison pour plus de détails sur la Politique de Retour.

Important Safeguards

This manual uses signal words and symbols to draw your attention to unsafe or hazardous situations:

DANGER indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, will result in serious harm.

WARNING indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided could result in serious harm.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, may result in minor or moderate injury. The word may also be used to alert against unsafe practices.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the DermaWand® Pro immediately after using the device.
- Do not place the DermaWand® Pro near water, or drop into water or other liquid.
- This equipment must only be connected to mains supply with a protective earth.
- Do not place or store the DermaWand® Pro where it can fall or be pulled into a tub or sink
- Do not use the DermaWand® Pro while bathing.
- Do not reach for a DermaWand® Pro that has fallen into water. Unplug immediately.
- The DermaWand® Pro is a sealed unit. Do not attempt to open the case.

Contraindications



WARNING - Do not use this device if you have any of the following conditions.

- Positive history for atopy or hypersensitive skin.
- Past history of allergy or sensitivity to cosmetics, toiletries, to solar or topical medications.
- Pacemaker or internal defibrillator, or other implanted metallic or electronic device.
- Permanent implant in the treatment area such as metal plates and screws or silicon.
- History of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area, including sores, psoriasis, eczema and rash.
- Severe concurrent conditions, such as cardiac disorders.
- Pregnant or nursing.
- Current history of skin cancer, or any type of cancer, or premalignant moles.
- Intradermal or superficial impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS and HIV, or use of immunosuppressive medications.
- Intradermal or superficial subdermal areas that have been injected with Botox, HA, collagen fat or other augmentation methods with bio-materials during the last 6 months prior to treatment.
- History of broken capillaries, burns, or any other skin condition or disease.
- History of nausea, blurred vision, migraines or headaches caused by ozone.
- History of bleeding glaucomatopathies, or use of anticoagulants in the last ten days prior to treatments.
- Any facial surgery performed within 12 months prior to treatment.
- Facial dermabrasion, facial resurfacing or deep chemical peeling with the last 3 months.
- Drug or alcohol addictions.
- History of skin disorders, keloids, abnormal wound healing as well as very dry or fragile skin.
- Intradermal tattoos or permanent makeup.

Contents

Getting to know your DermaWand® Pro

Introduction.....	2
Important Safeguards.....	3
Contraindications.....	3
Understanding your DermaWand® Pro.....	5

How to Use Your DermaWand® Pro

Prepare Your Skin For Treatment.....	6
Before Using the DermaWand® Pro.....	6
Directions For Use.....	7-11
After Using the DermaWand® Pro.....	12
Troubleshooting.....	12
Cleaning the DermaWand® Pro.....	12

Technical Specifications.....	13
Customer Care.....	15
Return Policy and Procedures.....	16
Limited Warranty.....	17

Introduction

This manual is designed to familiarize you with the DermaWand® Pro, it's functions, specifications, operation, and routine care and maintenance.

We recommend that you read this entire manual, especially the sections on Important Safeguards and Contraindications, before operating or performing any maintenance on the device.

Do not attempt to perform any procedure before carefully reading all instructions. Always follow product labeling and the recommendations in this manual.

Garantie Limitée

Cette Garantie Limitée couvre le produit DermaWand® Pro. La garantie prévoit la réparation ou le remplacement de l'appareil ou de ses composants, gratuitement, pendant la période de garantie. Cette Garantie Limitée est régie par les lois de l'Etat de Pennsylvanie, indépendamment des dispositions relatives aux conflits de lois ; tout litige survenant dans le cadre de cette garantie sera jugé par les tribunaux de l'Etat situés dans le comté où le fabricant est situé.

La période de garantie est valable un (1) an (deux (2) ans dans l'Union Européenne. Dans certaines circonstances, une garantie prolongée peut être disponible aux États-Unis). Lorsque vous faites une réclamation de garantie, vous devez fournir les informations suivantes : le numéro de série du produit, date d'achat, nom, adresse et numéro de téléphone du garant, ainsi que le reçu de vente ou la facture originale permettant de vérifier la date d'achat. Toute altération ou modification des documents d'achat, y compris le reçu ou la facture, ou l'omission de présenter les documents d'achat au moment où une réclamation de garantie est formulée, invalidera cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou la détérioration :

1. Subis ou signalés plus d'un (1) an (deux (2) ans dans l'Union Européenne ou plus lorsqu'une garantie prolongée est achetée par des clients aux États-Unis) après la date d'achat ;
2. Subis en raison d'une utilisation inappropriée de l'appareil ;
3. Dus à la modification ou de la réparation de l'appareil par un tiers non autorisé ;
4. Dus aux dommages ou aux défauts survenus lors du transport ou d'une mauvaise manipulation qui n'ont pas été signalés au moment de la réception du produit ;
5. Dus à l'humidité ou à tout liquide ou corps étranger placés à l'intérieur de l'appareil ;
6. Dus à l'utilisation d'accessoires ou de pièces jointes non approuvés avec l'appareil ;
7. Dus à une utilisation contraire aux procédures décrites dans le manuel d'utilisation de l'appareil ;
8. Dus à des catastrophes naturelles, des événements naturels (inondations, incendie, éclairs, etc.), de force majeure ou de dommages accidentels ou délibérés ; ou
9. Dus à l'appareil étant soumis à un environnement comportant de fortes poussières, de l'humidité ou des températures excessives.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REJETTE EXPRESSÉMENT ET EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DE LA LOI, INCLUANT LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DE CE DISPOSITIF. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS AUX ACHATS EFFECTUÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN REVENDEUR AUTORISÉ DE L'APPAREIL DERMAWAND® PRO.

Garantie

Une garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat couvre les matériaux et l'a fabrication du DermaWand® Pro. Pour une unité cassée (à l'exception des ampoules cassées) et pour bénéficier du service de réparation sous garantie, contactez : customerservice@ictvbrands.com

Ampoule cassée ?

L'ampoule en verre n'est pas couverte par la garantie du produit DermaWand® Pro. Remplacez toujours le capuchon de sécurité sur l'ampoule lorsqu'il n'est pas utilisé. Veuillez à ne pas laisser tomber votre DermaWand® Pro lors de son utilisation car l'ampoule pourrait se briser. Pour réparer une ampoule cassée, contactez le service clientèle au 1-866-677-0993 pour le service de garantie. Des frais de service de 25 dollars américains s'appliquent pour couvrir les frais d'expédition et de réparation des ampoules cassées.

We'd love to hear from our DermaWand® Pro fans!
If you love your DermaWand® Pro, find us on Facebook, Twitter, YouTube and all your favorite social media sites. Share your story with other DermaWand® Pro lovers, get special deals on other great products and get the latest buzz!



Questions? Concerns?

Check out www.HowToDermaWand.com for instructional videos and tips.

Or email us at customerservice@ictvbrands.com with any questions you have. We will send you helpful tips to ensure you are getting maximum results from your DermaWand® Pro like millions of women around the world.

DermaWand® Pro a été testé selon les normes suivantes :
SÉCURITÉ :
CEI 60601-1 Édition 3.1
ANSI/AAMI ES 60601-1
CEI 60601-11 : 2015
CEM :
CEI 60601-1-2 Édition 4

AVERTISSEMENT : DermaWand® Pro ne prétend pas diagnostiquer, atténuer, traiter ou corriger des troubles spécifiques de la peau. DermaWand® est réservé à la relaxation ou à l'usage cosmétique.

*50% plus puissant que le DermaWand® original.

WWW.DermaWandPro.com

© 2019 ICTV Brands, Inc.

DermaWand® est une marque déposée de ICTV Brands Inc.

INPRIMÉ AU ÉTATS-UNIS

* 50% plus puissante que les modèles DermaWand® classiques utilisés dans une évaluation clinique-instrumentale randomisée, à double insu, placebo, de 84 personnes, réalisée en 2014 par Farcoderm srl.

Class II Appliance

CE
FABRIQUÉ EN CHINE



INSTCBGPEF1
REV A00
June 2019

DermaWand® Pro

THE *MORE POWERFUL* ANTI-AGING SOLUTION

INSTRUCTION MANUAL



Reduce the Appearance
of Fine Lines & Wrinkles
**NOW WITH 50%
MORE POWER!***



MILLIONS
WORLDWIDE
SOLD

English

ATTENTION: Read this manual before using this product.
Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury. Keep this manual in a safe location for future reference.

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

- DermaWand® Pro should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Close supervision is necessary when the DermaWand® Pro is used near children or invalids.
- Use the DermaWand® Pro only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- No modification of this device is allowed.
- Do not use the DermaWand® Pro near flammable liquids or substances.
- Do not use the DermaWand® Pro if you are pregnant, plan to become pregnant, if you have a pacemaker, if you have broken capillaries, burns or any other skin condition or disease.
- To avoid risk of strangulation with the power cord, or to avoid inhaling, swallowing or choking on small part that could break off of a damaged device, keep out of the reach of children.
- Never attempt to service or maintain the DermaWand® Pro while it is in use.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never use the DermaWand® Pro while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening of the DermaWand® Pro
- Do not use the DermaWand® Pro outdoors or operate where aerosol (spray) products are being administered. Indoor use only.
- Do not use the DermaWand® Pro in or near the mucous membranes (eyes, ears, nose mouth). Do not use DermaWand® Pro internally or insert the device into any body cavity or opening.
- Take care to store the DermaWand® Pro in a safe place. Keep the bulb covered with the protective cap when not in use.
- Never operate DermaWand® Pro if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped damaged, or dropped into water. Arrange to return DermaWand® Pro to a service center for examination and repair by calling Customer Care.
- Dry your hands completely before using the DermaWand® Pro.
- Do not hold DermaWand® Pro at the tip or by the bulb. Keep your hand behind the flange (collar).
- If you notice a change in the performance of the device, immediately unplug the device and discontinue use.
- Connect the DermaWand® Pro to a properly grounded outlet only. The Type A plug is a polarized plug, where one blade is wider than the other. As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Distances De Séparation Recommandées

Le DermaWand® Pro est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le DermaWand® Pro, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Distance De Séparation Selon L'émetteur De Fréquences (m)

Puissance De Sortie Maximale Nominale De L'émetteur (W)	150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
P = 0.01	d = 0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s'applique.

REMARQUE 2 : ces instructions peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les Équipements Électriques Médicaux nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés et mis en service conformément aux informations CEM fournies ci-dessus. Les équipements de communication AF portables et mobiles (ex : téléphones portables) peuvent affecter les Équipements Électriques Médicaux. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions ou diminution de l'immunité de l'appareil.

Procédures Et Politique De Retour

- Votre DermaWand® Pro vient avec une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et souhaitez renvoyer votre produit dans les 30 jours suivant sa réception, veuillez contacter le service clientèle au 1-866-677-0993 pour obtenir une Autorisation de Retour du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 HNE et samedi de 10h00 à 16h00 EST.
- Votre période d'essai de 30 jours commence à la réception de votre DermaWand® Pro, comme le confirme le numéro de suivi associé à votre envoi.
- Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service clientèle afin de valider votre Autorisation de Retour et d'émettre une étiquette de retour.
- Les remboursements pour les retours qualifiés seront émis dans les 30 jours suivant la réception de votre DermaWand® Pro et seront appliqués au mode de paiement original utilisé.
- Référez-vous à votre Bordereau de Livraison pour plus de détails sur la Politique de Retour.

Immunité Électromagnétique

Le DermaWand® Pro est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'Immunité	IEC 60601-1-2 Niveau de test	Conformité	Environnement électromagnétique
Décharge Electrostatique (DES) CEI 61000-4-2	±2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15 kV Décharges d'air ±8kV Décharge de contact	± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV Décharges d'air ± 8kV Décharge de contact	Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique. Si les sols sont recouverts de matériau synthétique, l'humidité relative doit être au minimum 30%
Impulsion transitoire rapide/en salves CEI 61000-4-4	±2kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV 1/0 Ports	±2kV pour les lignes d'entrée d'alimentation principales AC N/A	La qualité de l'alimentation principale doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Immunité contre les surtensions CEI 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV Ligne à la masse ± 0,5 kV, ± 1 kV Ligne à Ligne	N/A ± 0,5 kV, ± 1 kV Ligne à Ligne	
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	• 0% U, 0,5 cycle • 0% Ur, 1 cycle • 700/4 U _r , 30 cycles • 0% Ur, 300 cycles	• 0% Ur, 0,5 cycle • 0% Ur, 1 cycle • 700/4 U _r , 30 cycles • 0% U _r , 300 cycles	La qualité de l'alimentation principale doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. N'utilisez pas le DermaWand® Pro pendant les coupures de courant.
Fréquence d'alimentation (50/60Hz) champs magnétiques CEI 61000-4-8	30A/m	30A/m	Fréquence d'alimentation : les champs magnétiques doivent être à des niveaux typiques d'environnement commercial ou hospitalier typique.

REMARQUE- U_r est la tension du secteur avant l'application du niveau de test.

Service Client


Vous êtes autorisé à effectuer uniquement les opérations de maintenance répertoriées dans ce Manuel D'utilisation. ICTV Brands, Inc. n'est responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et les performances de l'équipement que si les réparations sont effectuées par le personnel autorisé par ICTV Brands, Inc.

Modèle :
DermaWand® Pro

Fabriquant :
ICTV Brands Inc. 489 Devon Park Drive,
Suite 306, Wayne, PA 19087
Customer Support: 484-598-2300

Understanding Your

DermaWand® Pro



The DermaWand® Pro is a handheld, electrostatic emitting device used for non-invasive, cosmetic, dermatological (skin) rejuvenation. The device is intended for over-the-counter, household (at-home) use.

During operation, the DermaWand® Pro applies continuous electrostatic pulses to the skin as long as the bulb touches the skin surface. A toning dial at the rear of the device controls the energy that is applied to the skin surface.

Certain exercises may be performed with the device, where the bulb is placed against the skin, swept over the skin surface in a particular area, and then held for a brief period of time before lifting the bulb away.

The result of regular, routine use of the DermaWand® Pro is a reduction in the amount and size of fine lines and wrinkles resulting in an improvement in overall appearance of the skin.

- The amount of energy emitted at the bulb is controlled by a toning dial at the rear of the device. The pointer on the knob, combined with the scale on the dial, provides an indication of the power level at the bulb.
- The lowest power level is indicated by the number one (1) on the dial. The highest power level is indicated by the number twelve (12). Energy levels will increase or decrease smoothly between the lowest and highest settings.
- To increase the energy level at the bulb, rotate the toning dial from left to right, towards the number 12 on the dial.
- To reduce the energy level at the bulb, rotate the toning dial from right to left, towards the number 1 on the dial.

Preparing Your Skin For Treatment

- Before beginning treatments, cleanse your face with a facial cleanser and rinse with warm water.
- Completely pat your face dry after cleansing and rinsing.
- After cleaning your skin, apply your favorite hydrating moisturizer onto clean fingertips and gently layer over your entire face.
- Give special attention to the delicate eye area by using a quality eye cream before DermaWand® Pro is used in this area.
- Be sure to dry your hands before using the device.

Before Using Your DermaWand® Pro

BEFORE you plug in your DermaWand® Pro, **REMOVE** the protective cap from the tip and inspect the glass bulb for any cracks or damage.

- Turn the toning dial to the lowest control setting. We recommend that you start on the lowest setting for the first few days until you get used to the feeling. If it is your first time using the device, try it on the back of your hand to get used to the sensation.
- Plug the DermaWand® Pro into an appropriate power outlet and let the device warm up for one minute before use. You may notice an orange glow in the bulb.
- Make sure you hold your device by placing your fingers on the grips, ensuring your fingertips **do not grip or touch in front of the flange**.
- **After your DermaWand® Pro treatment, UNPLUG the device BEFORE placing the cap back on for storage.**



Getting Started

It is recommended that your DermaWand® Pro treatments be completed in two phases.

PHASE 1 is the 3 Minute Sweep. This phase involves general sweeps across your entire face and is recommended to be completed twice daily as a minimum.

PHASE 2 are the Facial Exercise Routines. These exercise routines are targeted to specific areas of your face. These exact exercises were performed by women who participated in an independent 30 day, 100 person double blind placebo DermaWand® clinical trial. The results were ASTOUNDING so we recommend these exercises to all users to maximize your DermaWand® Pro results.

Visit www.HotToDermaWand.com for instructional videos.

Modèle

DermaWand® Pro

Durée de Vie

La durée de vie prévue du DermaWand® Pro est d'au moins cinq (5) ans d'utilisation normale et est soumis aux conditions d'intérieur typiques décrites dans ce manuel.

Conformité Électromagnétique

Cet appareil a été testé et est conforme aux normes CEM suivantes : IEC 60601-1-2, Ed. 4

Conformité à la Sécurité Électrique

Cet appareil a été testé et est conforme aux normes CEM suivantes : IEC 60601-1 Ed. 3.1

Fabricant

ICTV Brands Inc.
489 Devon Park Drive,
Suite 306
Wayne, PA 19087
Customer Support:
484-598-2300

Conformité réglementaire électromagnétique

Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la norme CEI 60601-1-2, éd. 4.

Émissions électromagnétiques

Le DermaWand® Pro est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

RECYCLAGE



Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères ou comme déchet domestique. Ce produit est conçu pour la collecte séparée des appareils électroniques dans un point de collecte approprié. L'élimination de cet appareil doit être conforme à la réglementation locale ou aux directives gouvernementales en matière de recyclage des produits électroniques. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets, ou vérifiez les réglementations locales en matière d'élimination des produits électroniques.

Symboles et Définitions

Symbole	Explication	Terme	Explication
	Consultez les instructions d'utilisation	Partie d'Application	La partie de l'appareil qui rentre en contact avec l'Utilisateur, montré sur les diagrammes de l'Ampoule ou l'Extrémité
	Attention-Électricité Ce symbol est un marquage pour alerter la présence potentielle de voltages dangereux contenus dans l'Écouteur quand l'appareil est connecté à la Tension de Secteur	Ampoule	La lampe en verre à l'avant de l'appareil. C'est la Partie d'Application
	Gardez au sec	Collier	Le rebord de protection de la coque
	Équipement de classe II À double isolation	Appareil	Le DermaWand Pro
	Partie d'Application de type BF (Alimenté en interne, masse flottante. Peut entrer en contact avec l'utilisateur.)	Enceinte	Le corps ou la coque de l'appareil
	L'élimination de cet appareil doit être conforme à la réglementation locale ou aux directives gouvernementales en matière de recyclage des produits électroniques	Bordure	Le rebord de protection de la coque
		Situations dangereuses	Circonstances durant lesquelles des gens, des biens ou l'environnement sont exposés à un danger ou plus
		Dommages	Blessures physiques et / ou dommages sur la santé ou les biens
		Fréquence du Secteur	La fréquence nominale du courant alternatif (CA) du Secteur.
		Fiche de Contact	Un dispositif qui permet de connecter un équipement à commande électrique au courant alternatif principal d'un bâtiment.
		Tension de Secteur	La tension d'alimentation nominale du réseau électrique disponible sur une prise de courant.
		Opérateur	La personne qui gère et utilise l'appareil
		Patient	La personne sur qui l'appareil est appliqué. Le Patient peut aussi être l'Opérateur ou l'Utilisateur
		Extrémité	L'ampoule de verre à l'avant de l'appareil. C'est la Partie d'Application
		Utilisateur	La personne qui gère et utilise l'appareil

Spécifications Techniques

Poids : 179 g Dimensions Physiques : 170mm x 145mm x 46mm (6.7 x 5.7 x 1.8 in)
Tension Secteur : 100-120 VAC Alimentation secteur : 3 VA

Conditions de Fonctionnement

Le DermaWand® Pro est conforme à ses spécifications lorsqu'il est utilisé en usage normal à l'intérieur dans les conditions de fonctionnement environnementales suivantes :



Température : -5°C (23°F) à 35°C (95°F)

Humidité : 0 à 93% RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa

Altitude : Jusqu'à 5,000m



Température : -25°C (-13°F) à 70°C (158°F)

Humidité : 0 à 93% RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 500-1060hPa

Conservation et Conditions de Transport

Le DermaWand® Pro doit rester opérationnel dans les conditions Normales d'Utilisation selon ses spécifications après le transport ou le stockage (après avoir été retiré de son emballage de protection et ensuite entre les utilisations) dans la plage de température ambiante suivante :

PHASE 1: 3 Minute Sweep Treatments Follow these steps twice daily (morning and evening).

STEP 1: When using DermaWand® Pro for the first time, turn dial to setting 1. **Make sure to remove bulb cap first.** Try it on the back of your hand first to experience the tingle sensation at the chosen intensity level. If your DermaWand® Pro has not been used before, or if the DermaWand® Pro has not been used for several days, it may take up to 1 minute for the bulb to glow.

STEP 2: THAT UNIQUE SENSATION! Place bulb directly on your facial skin (*remember to remove the cap*) to experience the DermaWand® Pro sensation. Always work on the lowest setting for the first few days until you get used to the sensation. When you no longer feel the same intensity (*a gentle tingling feeling*) of the stimuli, this is the signal that your skin is ready for the next level. Continue increasing the intensity on the dial a little bit at a time until you have reached your maximum comfort zone. The DermaWand® Pro is effective even at the lowest setting, and your comfort setting depends on your skin's sensitivity.

STEP 3: Now begin sweeping the DermaWand® Pro over your entire face and neck with light pressure in either a linear or circular motion for three minutes. Be sure to move the DermaWand® Pro continually around your face. For very deep wrinkles, concentrate on those areas for an extra 30-40 seconds each time. Be patient as lines and wrinkles take longer to respond.

STEP 4: After finishing your general sweeps, now begin some or all of the facial exercises shown in this guide. The more exercises you perform each day, the quicker you will see the new you.



If you do experience any redness on your skin, stop using your DermaWand® Pro for a couple days until the redness has gone away. Begin again on a lower setting and make sure you apply a moisturizer before you use your device. Apply a moisturizer or face cream after you have finished using the DermaWand® Pro.




CAUTION - If you experience excessive redness or swelling, cease use immediately.

PHASE 2: Facial Exercise Routines

Perform the following exercises twice a day in order to achieve maximum results.



NECK: (FIGURE 1) Apply a moisturizer, and then start at the bottom of the neck area and slowly slide the wand up the chin. Then go back to the bottom of the neck area, and repeat this 6-8 times doing a complete “V” motion.



CHIN & JAWLINE: (FIGURE 2) Apply moisturizer to the chin area. Now start in the middle, right under the chin, and move the wand outwards along the jawline up to the earlobe in small, close circular movements about the size of a quarter. Do this for 30-45 seconds on each side. Additionally, you can treat this area with a second exercise that starts in the middle of the chin and glides up to the bottom of the ear holding for 3 seconds, the repeating 2-3 times on each side.



WRINKLES AROUND THE MOUTH: (FIGURE 3) Apply moisturizer then on one side begin at the bottom center of the chin and move the wand up to right above the corner of your lip in a zig-zag motion. Repeat this exercise for 30 seconds and then do the other side for 30 seconds.

NASOLABIAL FOLDS: (FIGURE 3) Apply moisturizer, and then perform a zig-zag motion with the wand, beginning at the bottom and following the profile of the fold to the top. Do this exercise for 30-40 seconds on one side of the face, and then repeat on the other side.

Après Avoir Utilisé Le DermaWand® Pro

- Débranchez l'appareil et tourner le bouton de control au réglage le plus bas.
- Placez le capuchon de protection sur l'ampoule et ranger le DermaWand® Pro dans son sac de rangement.
- Enroulez le cordon d'alimentation sur une bobine lâche lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour éviter d'abîmer ou d'effilocher le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas fermement autour du DermaWand® Pro
- Gardez l'ampoule en verre du DermaWand® Pro couverte avec le capuchon de protection lorsque vous ne l'utilisez pas. L'ampoule pourrait s'abîmer ou se casser si l'extrémité du DermaWand® Pro tombe sur une surface dure, par exemple, en tombant sur du carrelage. Si l'ampoule se casse, le DermaWand® Pro ne marchera plus. C'est un dispositif de sécurité d'isolation de protection.
- Si vous faites tomber le DermaWand® Pro et que l'appareil ne marche plus correctement, débranchez l'appareil et ne l'utilisez plus. Arrangez-vous pour retourner le DermaWand® Pro à un centre de service pour l'examination et la réparation en appelant le Service Client.

Nettoyage de DermaWand® Pro

- Pour nettoyer la surface de l'ampoule en verre, utilisez un chiffon doux, propre et sec pour éliminer toute accumulation de matériau sur la surface du verre. L'ampoule peut être nettoyée de cette manière aussi souvent que nécessaire ou désiré.
- Vous pouvez utiliser des lingettes à 70% d'alcool isopropylique (alcool à friction) pour désinfecter la surface de l'ampoule en verre aussi souvent que vous le souhaitez.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour éliminer toute trace de poussière ou de peluche sur la surface du DermaWand® Pro. La surface peut être nettoyée de cette manière aussi souvent que souhaité.

Guide de dépannage

Si le DermaWand® Pro n'arrive pas à s'allumer, débranchez l'appareil et procédez aux tests suivants :

1. Vérifiez la prise électrique et le circuit électrique pour être sûr que le circuit marche et que la prise s'ouvre bien.
2. Retirez le capuchon de protection pour découvrir l'ampoule DermaWand® Pro.
3. Branchez l'appareil et assurez-vous que la fiche soit connectée de façon sécurisée à la prise.
4. Attendez pendant un minute ou deux, le temps que l'appareil se chauffe.
5. Tournez le bouton de control au réglage le plus bas. Placez le bout de vos doigts sur l'ampoule et cherchez la lueur orange caractéristique et / ou le flux statique. Si le DermaWand® Pro ne parvient pas à fonctionner, débranchez encore l'appareil et appelez le Service Client.

LÈVRES : (FIGURE 10) Appliquez un hydratant pour les lèvres. À un réglage plus bas, puisque les lèvres sont une zone plus sensible, appliquez délicatement le DermaWand® Pro directement sur les lèvres et faites-le glisser sur la zone comme avec un rouge à lèvres. Continuer pendant 60 secondes.



AUTOUR DES LÈVRES : (FIGURE 11)

Assurez-vous de tenir votre appareil en plaçant vos doigts sur les poignées, en veillant à ce que le bout de vos doigts ne se saisissent pas ou ne touchent pas l'avant de la bordure.



AFFAISSEMENT DES PAUPIÈRES : (FIGURE 12)

Appliquez une crème hydratante ou une crème pour les yeux, à une puissance basse, en vous guidant grâce à votre os orbital, appliquez une légère pression en glissant vers votre sourcil, puis maintenez pendant cinq secondes. Répétez tout le long du sourcil et répétez sur l'autre œil.



LE DEUXIÈME PASSAGE : (FIGURE 1) Une fois que vous avez terminé les exercices ciblés, faites un deuxième passage d'une durée maximale de 4 minutes, en vous concentrant sur vos zones à problèmes.

Une fois votre traitement DermaWand® Pro terminé, veillez à replacer le capuchon sur l'ampoule et à ranger votre appareil dans un endroit sûr et sec.

IMPORTANT

Always apply a good cream or lotion to your skin before using your DermaWand® Pro. For general facial and forehead area use a moisturizer, and for the eye area, including "crows feet", use an eye cream.

CHEEKS: (FIGURE 4) Apply a moisturizer and in a circular motion move the wand from the corner of the nose all the way across to the corner of the front of the ear. Perform this exercise for 30 seconds, and then repeat on the other side of the face.



UNDER EYE LINES: (FIGURE 5) Apply a good eye cream before this exercise. Move the wand from the inner corner of the eye and with a single motion glide to the outer corner of the eye while keeping the wand on the bone area. Do this exercise for 30-40 seconds, and then repeat on the other eye. DO NOT USE THE TONING DIAL ANY HIGHER THAN LEVEL 3 FOR THIS EXERCISE.



"CROW'S FEET": (FIGURE 6) Apply a good eye cream before this exercise. Perform circular motions over this area. Do this for 30-45 seconds on each side.






EYEBROW AREA: (FIGURE 7) Apply a moisturizer then go from the inner edge of the eyebrow and slowly glide the wand up to the hairline and hold for three seconds. Repeat this motion from the center edge of the eyebrow to the hairline, and then from the outer edge of the eyebrow to the hairline. Repeat this triple exercise 5-6 times on each eye. You may notice a slight redness the first few times performing this exercise.



FOREHEAD: (FIGURE 8) Apply a moisturizer and apply moderate pressure with the DermaWand® Pro, pulling the skin of the forehead toward the hairline with a slight zig-zag movement. Once you arrive at the hairline, hold the wand on the skin keeping the skin taut for 15 seconds. Do this exercise three times on each side of the face beginning at the inner edge of the eyebrow, then the center of the eyebrow, and lastly from the outer edge of the eyebrow.



BETWEEN THE EYEBROWS: (FIGURE 9) Apply a moisturizer and use the wand to perform zig-zag movement from the bottom to top. Repeat this exercise for 45 seconds.



ZONE DES SOURCILS: (FIGURE 7) Appliquez une crème hydratante puis démarrez du bord intérieur du sourcil et faites glisser lentement le tube jusqu'à la racine des cheveux et maintenez pendant trois secondes. Répétez ce mouvement du centre du sourcil à la racine des cheveux, puis du bord extérieur du sourcil à la racine des cheveux. Répétez ce triple exercice 5 à 6 fois sur chaque œil. Vous remarquerez peut-être une légère rougeur les premières fois lors de cet exercice.



FRONT : (FIGURE 8) si Appliquez une crème hydratante et maintenez une pression modérée avec le DermaWand® Pro en tirant la peau du front vers la racine des cheveux avec un léger mouvement en zigzag. Une fois que vous arrivez à la racine des cheveux, maintenez le tube sur la peau en la tenant tendue pendant 15 secondes. Faites cet exercice trois fois de chaque côté du visage en commençant par le bord intérieur du sourcil, puis par le centre du sourcil et enfin par le bord extérieur du sourcil.



ENTRE LES SOURCILS : (FIGURE 9) Appliquez une crème hydratante et utilisez le tube pour effectuer un mouvement de zigzag de bas en haut. Répétez cet exercice pendant 45 secondes.

PHASE 2 : Exercices De Routine Du Visage

Effectuez les exercices suivants deux fois par jour afin d'obtenir des résultats optimaux.



COU : (FIGURE 1) Appliquez une crème hydratante, puis commencez au bas de la zone du cou et faites glisser lentement le tube vers le haut du menton. Revenez ensuite vers le bas de la zone du cou et répétez ceci 6 à 8 fois en effectuant un mouvement complet en "V".



MENTON ET MÂCHOIRE : (FIGURE 2) Appliquez une crème hydratante sur la zone du menton. Commencez au milieu, juste sous le menton et déplacez le tube vers l'extérieur le long de la mâchoire jusqu'au lobe de l'oreille par petits mouvements circulaires rapprochés de la taille d'une pièce d'un euro. Faites cela pendant 30 à 45 secondes de chaque côté. De plus, vous pouvez traiter cette zone avec un deuxième exercice qui commence au milieu du menton et glisse jusqu'au bas de l'oreille en maintenant pendant 3 secondes, puis en répétant 2 à 3 fois de chaque côté.



RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE : (FIGURE 3) Appliquez une crème hydratante, puis commencez d'un côté par le bas du menton, au centre et déplacez le tube vers le haut en zigzag jusqu'au-dessus du coin de vos lèvres. Répétez cet exercice pendant 30 secondes, puis faites pareil de l'autre côté pendant 30 secondes.

PLIS NASOLABIAUX : (FIGURE 3) Appliquez une crème hydratante, puis effectuez un mouvement de zigzag avec le tube en commençant par le bas et en suivant le profil du pli vers le haut. Faites cet exercice pendant 30 à 40 secondes sur un côté du visage, puis répétez de l'autre côté.


LIPS: (FIGURE 10) Apply a lip moisturizer. At a lower setting, due to the lips being a more sensitive area, gently apply the DermaWand® Pro directly on the lips and glide over the area in a lipstick application type motion. Continue for 60 seconds.



AROUND THE LIPS: (FIGURE 11) Apply a moisturizer to the area and starting at the top edge of the lip, in an upward motion, glide the DermaWand® Pro up to the bottom of your nostril, repeating 2-3 times on each vertical line.



SAGGING LIDS: (FIGURE 12) Apply a moisturizer or eye cream. On a low setting, using your orbital bone as a guide, apply light pressure, lifting up as you glide towards your brow, then hold for five seconds. Repeat across the entire brow and repeat on the other eye.



THE SECOND PASS: (FIGURE 1) Once you have completed the targeted exercises, do a second pass lasting no more than 4 minutes, concentrating on your problem areas.

Once you have completed your DermaWand Pro® treatment, be sure to replace the cap over the bulb and store your device in a safe, dry location.

After Using The DermaWand® Pro

- Unplug the device and turn the power control knob to the lowest setting.
- Place the protective cap over the bulb and store the DermaWand® Pro in the storage bag.
- Coil the power cord into a loose bundle when not in use. To avoid damaging or fraying the power cord, do not tightly coil the power cord or wrap the power cord around the DermaWand® Pro.
- Keep the glass bulb of the DermaWand® Pro covered with the protective cap when not in use. The bulb can be damaged or broken if the DermaWand® Pro tip hits a hard surface with force, for example if dropped on a tile floor. If the bulb breaks, the DermaWand® Pro will no longer function. This a protective isolation safety feature.
- If you drop the DermaWand® Pro and the device ceases to function properly, unplug the device and do not use. Arrange to return the DermaWand® Pro to a service center for examination and repair by calling Customer Care.

Cleaning The DermaWand® Pro

- **To clean the surface of the glass bulb, use a clean, dry, soft cloth to remove the buildup of any material.**
- **You may use isopropyl (rubbing) alcohol 70% wipes to disinfect the surface of the bulb as often as desired.**
- **Use a clean, dry, soft cloth to clean any dust or lint off the surface of the DermaWand® Pro.**



DANGER – Always unplug the DermaWand® Pro before cleaning or disinfecting the device. Do not place the DermaWand® Pro near water, or drop into water or other liquid.

Troubleshooting Guide

If the DermaWand Pro fails to energize, unplug the device and perform the following tests:

1. Check the electrical socket and electrical circuit to be sure that the circuit is live and that the socket is operating properly.
2. Remove the protective cap to uncover the DermaWand® Pro bulb.
3. Plug in the device and make sure that the plug is securely connected to the socket.
4. Wait for a minute or two for the device to warm up.
5. Turn the power control knob to the lowest setting. Place your fingertip on the bulb and look for the characteristic orange glow and/or static flow. If the DermaWand® Pro fails to operate, unplug the device again and call Customer Care.

PHASE 1 : Balayage de 3 Minutes

Suivez ces étapes deux fois par jour (matin et soir).

- ÉTAPE 1:** Lorsque vous utilisez DermaWand® Pro pour la première fois, tournez le cadran sur le réglage 1. **Assurez-vous de retirer d'abord le capuchon de l'ampoule.** Essayez d'abord sur le dos de votre main pour ressentir la sensation de picotement au niveau d'intensité choisi. Si votre DermaWand® Pro n'a pas encore été utilisé, ou si le DermaWand® Pro n'a pas été utilisé depuis plusieurs jours, cela pourrait prendre jusqu'à une minute pour que l'ampoule se mette à briller.
- ÉTAPE 2: CETTE SENSATION UNIQUE !** Placez l'ampoule directement sur la peau de votre visage (n'oubliez pas de retirer le capuchon) pour ressentir la sensation DermaWand® Pro. Utilisez toujours le réglage le plus bas pendant les premiers jours jusqu'à ce que vous vous habituez à la sensation. Quand vous ne ressentez plus la même intensité (un léger picotement) au niveau des stimuli, c'est le signal que votre peau est prête pour le prochain niveau. Continuez à augmenter l'intensité du cadran petit à petit jusqu'à atteindre votre zone de confort maximum. Le DermaWand® Pro est efficace même au réglage le plus bas, et votre réglage de confort dépend de la sensibilité de votre peau.
- ÉTAPE 3:** À présent, commencez à passer le DermaWand® Pro sur tout votre visage et votre cou avec une légère pression dans un mouvement linéaire ou circulaire pendant trois minutes. Assurez-vous de déplacer le DermaWand® Pro continuellement autour de votre visage. Pour les rides très profondes, concentrez-vous sur ces zones pendant 30 à 40 secondes supplémentaires à chaque fois. Soyez patient car les rides et ridules mettent plus de temps à réagir.
- ÉTAPE 4:** Après avoir terminé vos balayages généraux, commencez maintenant tout ou une partie des exercices faciaux présentés dans ce guide. Plus vous effectuez d'exercices chaque jour, plus vite vous verrez votre nouveau visage.



Si vous ressentez une rougeur sur votre peau, arrêtez d'utiliser votre DermaWand® Pro & pendant quelques jours, jusqu'à ce que la rougeur disparaisse. Recommencez avec un réglage plus bas et assurez-vous d'appliquer une crème hydratante avant d'utiliser votre appareil. Appliquez une crème hydratante ou des crèmes pour le visage après avoir fini d'utiliser le DermaWand® Pro.



ATTENTION - Si vous voyez une rougeur ou un gonflement excessif apparaître, cessez immédiatement de l'utiliser.

Préparez Votre Peau Pour Le Traitement

- Avant de commencer les traitements, nettoyez votre visage avec un nettoyant pour visage et rincer vous avec de l'eau chaude.
- Ensuite, séchez votre visage complètement.
- Après avoir nettoyé votre peau, appliquez une crème hydratante avec le bout de vos doigts propres sur l'intégralité de votre visage.
- Faites particulièrement attention à la zone délicate des yeux en utilisant une crème pour les yeux de qualité avant d'utiliser le DermaWand® Pro sur cette zone.
- Séchez bien vos mains avant d'utiliser cet appareil.

Avant d'utiliser votre DermaWand® Pro

- **AVANT** de brancher votre Dermawand® Pro, **ENLEVEZ** le capuchon de protection de l'extrémité et vérifiez si l'ampoule en verre est fissurée ou endommagée.
- Tournez le cadran de tonification sur le réglage de puissance le plus bas. Nous vous recommandons de commencer sur le réglage le plus bas pendant les premiers jours jusqu'à ce que vous vous habituez à la sensation. Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, essayez-le sur le dos de votre main pour vous habituer à la sensation.
- Branchez le DermaWand® Pro sur une prise de courant appropriée et laissez l'appareil chauffer pendant une minute avant de l'utiliser. Vous remarquerez peut-être une lueur orange dans l'ampoule.
- Assurez-vous de tenir votre appareil en plaçant vos doigts sur les poignées, en veillant à ce que le bout de vos doigts ne se saisissent pas ou ne touchent pas l'avant de la bordure.
- Une fois votre traitement DermaWand® Pro terminé, **DÉBRANCHEZ** l'appareil **AVANT** de remettre le capuchon en place pour le ranger.



Pour Commencer

Il est recommandé d'effectuer vos traitements DermaWand® Pro en deux phases.

PHASE 1 : Balayage de 3 Minutes. Cette phase implique un balayage général sur tout votre visage et il est recommandé de la réaliser au moins deux fois par jour.

PHASE 2 : Exercices de Routine du Visage. Ces exercices de routine sont ciblés sur des zones spécifiques de votre visage. Ces exercices de routine ont été réalisés par des femmes ayant participé à un essai clinique indépendant de DermaWand® durant 30 jours, comportant 100 personnes en double-aveugle et avec placebo. Les résultats ont été STUPÉFIANTS, nous recommandons donc ces exercices à tous les utilisateurs afin de maximiser vos résultats DermaWand® Pro

Visitez www.HowToDermaWand.com pour voir des vidéos d'instruction.

Recycling



Do not dispose of this product in municipal waste as household waste. This product is designated for separate collection of electronic devices at an appropriate collection point. Disposal of this device must comply with local regulations or government related guidance on the recycling of electronics. For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management, or check local regulation for disposal of electronic products.

Symbols and Definitions

Symbol	Explanation	Term	Explanation
	Consult instructions for use	Applied Part	The part of the device that comes in contact with the User, shown on the diagrams as the Bulb or Tip
	Warning-Electricity This symbol is a marking to alert to the potential presence of dangerous voltages contained inside the Enclosure when the device is connected to the Mains Voltage	Bulb	The glass lamp at the front end of the device. This is the Applied Part
	Keep dry	Collar	The protective rim protruding from the body shell
	Class II equipment Double Insulated	Device	The DermaWand Pro
	Type BF Applied Part (Internal powered, floating ground. Can be brought into contact with user.)	Enclosure	The device body or shell
	Disposal of this device must comply with local regulations or government related guidance on the recycling of electronics	Flange	The protective rim protruding from the body shell
		Hazardous Situations	Circumstance in which people, property, or the environment are exposed to one or more hazards
		Harm	Physical injury and/or damage to health or property
		Mains Frequency	The nominal alternating current (AC) frequency of the Mains
		Mains Plug	A device that allows electrically operated equipment to be connected to the primary AC power in a building
		Mains Voltage	The nominal power grid (mains) supply voltage available at an electrical outlet
		Operator	The person who handles and operates the device
		Patient	The person that the device is applied to or used upon. The Patient may also be the Operator or User
		Tip	The glass lamp at the front end of the device. This is the Applied Part
		User	The person who handles and operates the device

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight: 179 g **Physical Dimensions:** 170mm x 145 mm x 46mm (6.7 x 5.7 x 1.8 in)
Mains Voltage: 100-120 VAC **Mains Power:** 3 VA

Operating Conditions: The DermaWand® Pro complies with its specifications when operated in normal indoor use under the following environmental operating conditions.

- Temperature:** -5°C (23°F) to 35°C (95°F)
- Humidity:** 0 to 93% RH, non condensing
- Atmospheric pressure:** 500 - 1060hPa
- Altitude:** Up to 5,000m

Storage and Transport Conditions: The DermaWand® Pro shall remain operational in Normal Use within its specification after transport or storage (after having been removed from its protective packaging and subsequently between uses) in the following environmental temperature range:

- Temperature:** -25°C (-13°F) to 70°C (158°F)
- Humidity:** 0 to 93% RH, non condensing
- Atmospheric pressure:** 500 - 1060hPa

Service Life

The expected service life of the DermaWand® Pro is at least (5) years of normal use and subject to typical indoor conditions as described in this manual.

Electromagnetic Compliance

This device has been tested to, and complies with, the following EMC standards: IEC 60601-1-2, Ed. 4

Electromagnetic Regulatory Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for IEC 60601-1-2 Ed. 4

Electromagnetic Emissions

The DermaWand® Pro is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer the user of the DermaWand® Pro should ensure that it is used in such an environment.

Emissions Test	Compliance	Electromagnetic Environment - Guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The DermaWand Pro uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The DermaWand Pro is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Manufacturer

ICTV Brands Inc.
489 Devon Park Drive, Suite 306
Wayne, PA 19087
Customer Support:
484-598-2300


Electrical Safety Compliance

This device has been tested to, and complies with, the following safety standards: IEC 60601-1 Ed. 3.1

DermaWand® Pro is a registered trademark of ICTV Brands Inc.

Comprendre Votre

DermaWand® Pro



Le Cadran de Tonification (Bouton de Control)



- La quantité d'énergie émise par l'ampoule est contrôlée par un cadran de tonification situé à l'arrière de l'appareil. Le pointeur sur le bouton, combiné à l'échelle sur le cadran, fournit une indication du niveau de puissance de l'ampoule.
- Le niveau de puissance le plus bas est indiqué par le chiffre un (1) sur le cadran. Le niveau de puissance le plus élevé est indiqué par le nombre douze (12). Les niveaux d'énergie augmenteront ou diminueront progressivement entre les réglages les plus bas et les plus élevés.
- Pour augmenter le niveau d'énergie au niveau de l'ampoule, tournez le cadran de tonification de gauche à droite, vers le numéro 12 du cadran.
- Pour réduire le niveau d'énergie de l'ampoule, tournez le cadran de tonification de droite à gauche, en direction du numéro 1 du cadran.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risqué de brulure, de choc électrique, d'incendie or de blessures corporelles :

- DermaWand® Pro ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque DermaWand® Pro est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez le DermaWand® Pro uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de pièces jointes non recommandées par le fabricant.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro à proximité de liquides ou substances inflammables.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro si vous êtes enceinte, si vous envisagez de le devenir, si vous avez un stimulateur cardiaque, si vous avez des capillaires brisés, des brûlures ou toute autre affection de la peau.
- Pour éviter tout risque d'étranglement avec le cordon d'alimentation, ou pour éviter d'inhaler, d'avaler ou d'étouffer avec de petites pièces susceptibles de se détacher d'un appareil endommagé, tenez-les hors de la portée des enfants.
- N'essayez jamais de réparer ou d'entretenir le DermaWand® Pro pendant son utilisation.
- Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais le DermaWand® Pro pendant que vous dormez ou êtes assoupi.
- Ne laissez jamais tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures du DermaWand® Pro.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro à l'extérieur et ne l'utilisez pas en présence de produits en aérosol ou où on administre de l'oxygène. Utilisation intérieure uniquement.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro dans ou à proximité des muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche). N'utilisez pas DermaWand® Pro en interne et n'insérez pas l'appareil dans une cavité ou une ouverture corporelle.
- Veillez à ranger le DermaWand® Pro dans un endroit sûr. Gardez l'ampoule recouverte du capuchon de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez jamais le DermaWand® Pro s'il comporte un cordon ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Organiser pour retourner DermaWand® Pro à un centre de service pour examen et réparation en appelant le service client.
- Séchez-vous complètement les mains avant d'utiliser le DermaWand® Pro.
- Ne tenez pas DermaWand® Pro par l'extrémité ou par l'ampoule. Gardez la main derrière la bordure (collier).
- Si vous remarquez un changement dans les performances de l'appareil, débranchez-le immédiatement et arrêtez de l'utiliser.
- Ne branchez le DermaWand® Pro qu'à une prise correctement mise à la terre. La fiche de type A est une fiche polarisée dans laquelle une lame est plus large que l'autre. Par sécurité, la fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser cette fonctionnalité de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Electromagnetic Immunity

The DermaWand® Pro is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the DermaWand® Pro should assume that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test Level	Compliance	Electromagnetic Environment -Guidance
Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15 kV Air Discharge ±8kV Contact Discharge	± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV Air discharge ± 8kV Contact Discharge	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ± 1 kV I/O Ports	±2kV for AC Mains power supply lines N/A	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital, clinic environment.
Surge Immunity IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV Line to Ground ± 0,5 kV, ± 1 kV Line to Line	N/A ± 0,5 kV, ± 1 kV Line to Line	
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	• 0% U _r , 0,5 cycle • 0% U _r , 1 cycle • 70% U _r ; 30 cycles • 0% U _r ; 300 cycles	• 0% U _r , 0,5 cycle • 0% U _r , 1 cycle • 70% U _r ; 30 cycles • 0% U _r ; 300 cycles	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital, clinic environment. Do not use the DermaWand® Pro during power mains interruptions.
Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital, clinic environment.
NOTE – U _r is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.			

Customer Care

You are allowed to perform only the servicing listed in this User Manual. ICTV Brands, Inc. is responsible for the effects on safety, reliability and performance of the equipment only if repairs are carried out by ICTV Brands, Inc. authorized personnel.

Model:
DermaWand® Pro

Manufacturer
ICTV Brands Inc.
489 Devon Park Drive, Suite 306
Wayne, PA 19087
Customer Care: 1-866-677-0993

Recommended Separation Distances

The DermaWand® Pro is intended for use in electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the DermaWand® Pro can help prevent an electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the DermaWand® Pro as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Separation Distance According To The Frequency Transmitter (m)			
Rated Maximum Output Power Of The Transmitter (W)	150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
P = 0.01	d = 0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided above. Portable and mobile RF communication equipment (e.g. cell phones) can affect Medical Electrical Equipment. The use of accessories and cables other than those specified may result in increased emissions or decreased immunity of the unit

Customer Service/Return Policy and Procedures

- Your DermaWand® Pro comes with a 30 day money back guarantee. If you are not completely satisfied and wish to return your product with the first 30 days of receiving it, please contact customer service at 1-866-677-0993 to obtain a Return Authorization Monday thru Friday between 9:00 AM to 9:00 PM EST and Saturday between 10:00 AM to 4:00 PM EST.
- Your 30 day trial period begins upon receipt of your DermaWand® Pro as confirmed by the tracking number associated with your shipment.
- Return requests must be authorized by a customer service representative in order to validate your Return Authorization and issue a return label.
- Refunds for qualified returns will be issued within 30 days of receipt of your DermaWand® Pro and will be applied to the original method of payment used.
- Refer to your Packing Slip for additional Return Policy details.

Protections Importantes

Ce manuel utilise des mentions d'avertissement et des symboles pour attirer votre attention sur des situations dangereuses ou à risque :
DANGER indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des dommages graves.
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des dommages graves.
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Ce mot peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses.
REMARQUE est utilisé pour attirer l'attention sur des informations notables qui doivent être suivies lors de l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance de cet appareil.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier en présence d'enfants, veillez à toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment les suivants :



DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours le DermaWand® Pro immédiatement après son utilisation.
- Ne placez pas le DermaWand® Pro près d'une source d'eau et ne le laissez pas tomber dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Cet équipement ne doit être branché qu'à un réseau d'alimentation avec conducteur de protection.
- Ne placer ou ne conservez pas le DermaWand® Pro dans un endroit où il peut tomber ou atterrir dans une baignoire ou un évier.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro en prenant votre bain.
- N'essayez pas d'atteindre un DermaWand® Pro qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Le DermaWand® Pro est une unité scellée. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier.



AVERTISSEMENT - N'utilisez pas cet appareil si vous êtes dans l'une des conditions suivantes

- Antécédents d'atopie ou de peau hypersensible.
- Antécédents d'allergie ou de sensibilité aux produits cosmétiques, aux huiles, aux médicaments solaires et topiques.
- Stimulateur cardiaque ou défibrillateur interne, ou autre dispositif métallique ou électronique implanté.
- Implant permanent dans la zone de traitement, tel que plaques métalliques et vis ou silicium.
- Antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles que la récurrence de l'herpès simplex dans la zone de traitement, notamment les plaies, le psoriasis, l'eczéma et les éruptions cutanées.
- Troubles concomitants graves, tels que les troubles cardiaques.
- Enceinte ou allaitante.
- Cancer de la peau, actuel ou antérieur, ou tout autre type de cancer, ou grain de beauté pré-malignant. Système immunitaire affaibli en raison de maladies immunosuppressives telles que le SIDA et le VIH, ou utilisation de médicaments immunosuppresseurs.
- Toxicomanie ou alcoolisme.
- Les zones sous-cutanées superficielles ou intradermiques qui ont été injectées avec du Botox, de l'AH, du collagène, de la graisse ou d'autres méthodes d'augmentation avec des biomatériaux au cours des six mois précédant le traitement.
- Antécédents de capillaires brisés, de brûlures ou de tout autre problème ou affection de la peau.
- Antécédents de nausée, vision floue, migraines ou maux de tête causés par l'ozone.
- Antécédents de désordres cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale des plaies ainsi que de peaux très sèches et / ou fragiles.
- Antécédents de coagulopathies hémorragiques ou d'utilisation d'anticoagulants au cours des dix jours précédant le traitement.
- Toute opération du visage effectuée dans les 12 mois précédant le traitement.
- Dermabrasion du visage, resurfaçage du visage ou abrasion chimique profond au cours des trois derniers mois.
- Tatouages intradermiques ou maquillage permanent.

Contents

Apprenez à connaître votre DermaWand® Pro

Introduction.....	20
Protections Importantes.....	21
Contre-indications.....	21
Comprendre Votre DermaWand® Pro.....	23
Le Cadran De Tonification.....	23

Comment utiliser votre DermaWand® Pro

Préparez Votre Peau Avant Utilisation.....	24
Avant d'utiliser le DermaWand® Pro.....	24
Mode d'emploi :	25-28
Après Avoir Utilisé le DermaWand® Pro.....	29
Guide De Dépannage.....	29
Nettoyage.....	29
Description Technique.....	30
Service Client.....	32
Procédures Et Politique De Retour.....	33
Garantie Limitée.....	35

Introduction

Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec DermaWand® Pro, ses fonctions, ses spécifications, son utilisation et son entretien régulier.

Nous vous recommandons de lire ce manuel en intégralité, en particulier les sections sur les protections importantes et les contre-indications, avant d'utiliser l'appareil ou d'effectuer toute maintenance.

Ne tentez aucune procédure avant d'avoir lu attentivement toutes les instructions. Suivez toujours l'étiquetage du produit et les recommandations de ce manuel.

Limited Warranty

This Limited Warranty covers the DermaWand® Pro product. The warranty provides for the repair or replacement of the device or its component parts, free of charge, within the warranty period. This Limited Warranty is governed by the laws of the State of Pennsylvania, regardless of any conflict of laws provisions; any disputes under this warranty shall be adjudicated with the state courts situated in the country where the manufacturer is located. The warranty period is valid for one (1) year. In certain circumstances, an extended warranty may be available in the United States. When making a warranty claim, you must provide the following information: product serial number, date of purchase, guarantor's name, address and phone number, together with the original sales receipt or invoice to verify the date of purchase, guarantor's name, address and phone number, the purchase documents, including the sales receipt or invoice, or failure to present the purchase documents at the time a warranty claim is made, will invalidate this warranty. This warranty does not cover damage or deterioration:

1. Incurred or reported more than one (1) year (or more when an extended warranty is purchased by customers in the United States) after the date of purchase.
2. Incurred due to improper use of the device.
3. Due the modification or repair of the device by an unauthorized third party.
4. Due to damage or defects incurred during transportation or improper handling which were not reported at the time the product was received.
5. Due to humidity or any liquid or foreign body placed inside the device.
6. Due to the use of unapproved accessories or attachments with the device.
7. Due to use contradictory to the procedures shown in the device's user manual.
8. Due to Acts of God, natural events (floods, fire, lightning, etc.), force majeure or accidental or deliberate damage.
9. Due to the device being subjected to high dust environments or excessive humidity or temperatures.

THIS LIMITED WARRANTY SPECIFICALLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED IN LAW, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF THIS DEVICE. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PURCHASES MADE FROM ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED DEALER OF THE DERMAWAND® PRO DEVICE.

Warranty

A one (1) year warranty from the date of purchase covers materials and workmanship of DermaWand® Pro. For a broken unit (excluding broken bulbs) and to receive warranty repair service, contact: customerservice@ictvbrands.com

Broken Bulbs

The glass bulb is not covered by the DermaWand® Pro product warranty. Always replace the safety cap over the bulb when not in use. Be careful not to drop your DermaWand® Pro when using because the bulb may break. To repair a broken bulb, contact customer service at 1-866-677-0993 for warranty service. A \$25.00 U.S. service fee applies to cover shipping and repair of broken bulbs.

Nous aimerions avoir des retours de la part des fans de DermaWand® Pro !

Si vous aimez DermaWand® Pro, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous vos réseaux sociaux préférés. Partagez votre histoire avec ceux qui aiment DermaWand® Pro, obtenez des offres spéciales sur d'autres super produits et vous aurez les tous derniers buzz !



Des Questions ? Des Inquiétudes ?

Visitez www.HowToDermaWand.com pour voir des vidéos d'instruction et recevoir des conseils.

Ou envoyez-nous un e-mail à customerservice@ictvbrands.com pour poser toutes vos questions. Nous vous enverrons des conseils utiles pour être sûr que vous profitez au maximum de votre DermaWand® Pro comme des millions de femmes autour du monde.

Vous voulez quand même renvoyer votre DermaWand® Pro ? Contactez notre l'équipe de notre Service Clientèle à customerservice@ictvbrands.com ou au 888-998-4713 pour obtenir des instructions / une autorisation de retour.

DermaWand® Pro a été testé selon les normes suivantes :

SÉCURITÉ :

CEI 60601-1 Édition 3.1

ANSI/AAMI ES 60601-1

CEI 60601-11 : 2015

CEM :

CEI 60601-1-2 Édition 4

AVERTISSEMENT : DermaWand® Pro ne prétend pas diagnostiquer, atténuer, traiter ou corriger des troubles spécifiques de la peau. DermaWand® est réservé à la relaxation ou à l'usage cosmétique.

*50% plus puissant que le DermaWand® original.

WWW.DermaWandPro.com

© 2019 ICTV Brands, Inc.

DermaWand® est une marque déposée de ICTV Brands Inc.

INPRIMÉ AU ETATS-UNIS

Class II Appliance



FABRIQUÉ EN CHINE



INSTCBGPEF1
REV A00
June 2019

DermaWand® Pro

LA SOLUTION ANTI-AGE LA **PLUS PUISSANTE**

MANUEL D'INSTRUCTION



Réduit l'apparition
de Rides et de Ridules
**MAINTENANT AVEC 50%
DE PUISSANCE EN PLUS !***



FRANÇAIS



ATTENTION : Veuillez lire ce guide avant utilisation du produit. Le non-respect de ces instructions et des précautions de sûreté de ce guide peuvent résulter à de graves blessures. Gardez ce guide dans un lieu sûr pour référence future.