



## INSTRUCTION MANUAL

- Gently removes stains, plaque, and tartar on contact.
- Cleans the front, back, and in between teeth.
- Promotes healthier gums.
- Recommended by Dental Professionals.

### To Install Battery:

- Locate the battery compartment cover on the bottom of the unit.
- Twist and pull the battery compartment cover off.
- Insert 1 "AAA" battery (not included) and replace the battery compartment cover by pushing and twisting until the two arrows are aligned.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries


### To Use:

- Choose the attachment you'd like to use; either the stainless steel scaler tip, or the silicone flossing tip.
- To change attachments simply pull up on the head, remove, and insert the new attachment.
- Turn Sonic Pic on by pressing the button on the side, and then clean and whiten your teeth by simply pointing and pressing!

### To Clean:

#### **IMPORTANT: Do not submerge in water.**

- Make sure Sonic Pic is turned off before attempting to clean.
- Clean the attachments by removing them from the unit and cleaning them in water or alcohol pads.



Made in China

Distributed by  
SUPERTEK CANADA Inc.  
Mont-Royal, QC H4T 1X2

[www.clikit.ca](http://www.clikit.ca)

Customer Service  
**1-800-304-8354**

# SONIC PIC™

## MODE D'EMPLOI

- Installation de la pile :
- Localisez le couvercle du compartiment de la pile à la base de l'appareil.
- Tournez puis retirez le couvercle du compartiment.
- Insérez 1 pile AAA (non comprise) et remplacez le couvercle en le poussant et en le tournant jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées.
- Ne mélangez pas piles usagées et piles neuves. Ne mélangez pas piles alcalines, standards et rechargeables.


### Mode d'emploi :

- Choisissez le détartreur en acier inoxydable ou l'embout soie dentaire en silicone.
- Pour changer l'embout, tirez-le puis insérez celui désiré.
- Allumez le Sonic Pic en appuyant sur le bouton latéral puis nettoyez et blanchissez vos dents en pointant et en pressant !

### Nettoyage :

#### **IMPORTANT : N'immergez pas l'appareil dans l'eau.**

- Assurez-vous que Sonic Pic est éteint avant de le nettoyer.
- Enlevez l'embout de l'appareil puis nettoyez-le avec de l'eau ou avec des tampons imbibés d'alcool.



Fabriqué en Chine

Distribué par:  
SUPERTEK CANADA Inc.  
Mont-Royal, QC H4T 1X2  
[www.clikit.ca](http://www.clikit.ca)

Service à la clientèle  
**1-800-304-8354**