

Thermapulse™ Relief Wrap

Extra-Long Massaging Heat Wrap

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ BEFORE FIRST USE



WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS MAGNETS.
CAN BE HARMFUL TO THOSE WHO HAVE A PACEMAKER,
DEFIBRILLATOR OR OTHER MEDICAL IMPLANTS. FAILURE TO
FOLLOW THIS WARNING CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

WARNING: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

NOTE: Should unit stop producing heat, unplug from AC outlet, wait a few minutes, then plug back in to reset unit.

CAUTION: HANDLE WITH CARE. ALWAYS LAY FLAT OR FOLD. CRUSHING OR CRIMPING OF THE HEATING WIRES CAN LEAD TO PREMATURE FAILURE.

**MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
VEUILLEZ LES LIRE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**



AVERTISSEMENT : CE PRODUIT RENFERME DES AIMANTS.
IL PEUT ÊTRE NOCIF POUR LES PERSONNES PORTANT UN
STIMULATEUR CARDIAQUE, UN DÉFIBRILLATEUR OU AUTRE
IMPLANT MÉDICAL. LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT
POURRAIT ENTRAÎNER DE SÉRIEUSES BLESSURES.

AVERTISSEMENT : Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche doit être branchée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez la fiche de l'autre côté. Si elle ne rentre toujours pas, veuillez communiquer avec un électricien qualifié. Ne tentez surtout pas de modifier la fiche.

NOTE: Dans l'éventualité où l'unité cesserait de chauffer, débranchez-la de la prise de courant, attendez 15 minutes et rebranchez la fiche pour réinitialiser la couverture.

MISE EN GARDE : MANIPULEZ AVEC SOIN. PLACEZ TOUJOURS LE PRODUIT À PLAT OU PLIÉ. LE FAT D'ÉCRASER OU DE PINCER LES FILS CHAUFFANTS PEUT CAUSER UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE.

Couverture de massage chauffante extra-longue

Thermapulse™
Relief Wrap

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.
5. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
6. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
7. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
8. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
9. DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD - AVOID SHARP FOLDS.
10. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
11. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
12. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.
13. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
14. SAVE THESE INSTRUCTIONS.


MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

NE DÉTRUISEZ PAS LE PRODUIT

DANGER: AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BRÛLURE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES.

1. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT POUR DORMIR.
3. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT POUR UN BÉBÉ.
4. CETTE COUVERTURE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SUR UN PAR UNE PERSONNE INVALIDE, UNE PERSONNE QUI DORT OU EST INCONSCIENTE OU UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE À MOINS QU'ON VEILLE SUR ELLE.
5. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SUR DES ZONES OÙ LA PEAU EST SENSIBLE.
6. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR PEU IMPORTÉ LE RÉGLAGE DE LA COMMANDE, VÉRIFIEZ SOUVENT LA PEAU SOUS LA COUVERTURE.
7. N'UTILISEZ JAMAIS LA COUVERTURE SANS SA HOUSSE AMOVIBLE.
8. N'UTILISEZ PAS D'ÉPINGLE NI D'AUTRES OBJETS MÉTALLIQUES POUR FIXER CETTE COUVERTURE EN PLACE.
9. ÉVITEZ DE VOUS ASSOIR SUR OU D'ÉCRASER LA COUVERTURE – ÉVITEZ DE LA PLIER TROP SERRÉE.
10. NE MANIPULEZ JAMAIS CETTE COUVERTURE PAR SON CORDON D'ALIMENTATION.
11. N'UTILISEZ PAS LE CORDON COMME POIGNÉE.
12. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT L'ENVELOPPE INTÉRIEURE AVANT CHAQUE UTILISATION. JETEZ LA COUVERTURE SI SON ENVELOPPE INTÉRIEURE SEMBLE DÉTÉRIORÉE.
13. ENROULEZ LE CORDON SANS SERRER POUR LE RANGER. UN ENROULEMENT TROP SERRÉ PEUT ENDOMMAGER LE CORDON OU DES PIÈCES INTERNES.
14. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


USAGE INSTRUCTIONS



Plug the Relief Wrap™ into a 120V AC electrical outlet.





Place the Relief Wrap™ on body as shown so the magnets will connect together.




To turn on the Relief Wrap™, select the desired heat or massage function.

IMPORTANT: If the Heat Indicators DO NOT light up or stay on, unplug from electrical outlet.



To apply Heat, press the Heat Activation Button and select your desired temperature: Hi or Lo.


Press **1X** for Lo Heat
Press **2X** for Hi Heat
Press again for Off





To activate the Massage feature, press the Massage Activation Button and select your desired speed:

Press **1X** for Lo Steady
Press **2X** for Lo Pulse
Press **3X** for Hi Steady
Press **4X** for Hi Pulse

MODE D'EMPLOI




Brancher Relief Wrap™ dans une prise électrique de 120V CA.




Pressez sur les boutons pour sélectionner la fonction de chaleur ou de massage désirée de Relief Wrap™.

IMPORTANT : Si le voyant de chaleur NE S'ALLUME PAS ou reste allumé, débranchez l'unité de la prise électrique.



Activez la fonction en pressant sur le bouton d'activation de massage et sélectionnez la vitesse désirée :

Pressez **1X** pour un massage constant de faible intensité
Pressez **2X** pour un massage à impulsions de faible intensité
Pressez **3X** pour un massage à impulsions de forte intensité
Pressez **4X** pour un massage intense à impulsions



Activez la fonction en pressant sur le bouton d'activation de la chaleur et réglez-le à haute (Hi) ou basse (Lo) température.

Pressez **1X** pour un faible dégagement de chaleur
Pressez **2X** pour une chaleur élevée
Pressez de nouveau pour désactiver la fonction.



The Auto-Off Feature is included in the Control on the Relief Wrap™. The Auto-Off allows for the Relief Wrap™ to conserve energy by turning off after 2 continuous hours of use. The Massage feature will automatically shut off after 15 minutes of use.

IMPORTANT: The Auto-off timer will reset after a power outage.

WASHING INSTRUCTIONS:

NOTE: ONLY COVER IS WASHABLE! DO NOT WASH HEATING PAD! DO NOT DRY CLEAN!

DO NOT USE BLEACH. DO NOT WRING.

1. Unzip the cover on the side and unfasten the inner straps which connect the heating pad to the cover. (See Fig 7) Then carefully remove cover from Relief Wrap™.
2. Machine wash cover in warm water on gentle cycle, tumble dry on medium heat, remove quickly from dryer.
3. Relief Wrap™ can be hand washed in warm, soapy water. Hang to dry.
4. When dry, place the heating pad back inside the cover and re-fasten the straps zip closed when done.



CAUTION: HANDLE WITH CARE. ALWAYS LAY FLAT OR FOLD. CRUSHING OR CRIMPING OF THE HEATING WIRES CAN LEAD TO PREMATURE FAILURE.

100% Polyester • 26" x 33" • 70 WATTS • 120 VAC ONLY • 60 HZ

FOR HOUSEHOLD USE ONLY



E491856
Model #17001

LIMITATION OF LIABILITY

Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product.



Distributed by Supertek Canada Inc. Mont-Royal, Qc H4T 1X2

Customer service: 1-800-304-8354

Service à la clientèle : 1-800-304-8354

Distribué par Supertek Canada Inc. Mont-Royal, Qc H4T 1X2



La responsabilité est limitée au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage indirect ou consécutif ni de toute garantie implicite sur ce produit.

LIMITÉ DE RESPONSABILITÉ

Model #17001

E491856



USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

100 % polyester • 66 cm x 84 cm (26 x 33 po) • 70 WATTS • 120 V AC SEULEMENT • 60 HZ

MISE EN GARDE : MANIPULEZ AVEC SOIN. LAISSEZ TOUJOURS À PLAT OU PLIÉ. ÉCRASER OU PINCER LES FILS CHAUFFANTS PEUT CAUSER UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE.



1. Dézippez la housse sur le côté, détachez les sangles intérieures qui connectent le coussin chauffant à la housse Wrap™. (Illustré 7).
2. Lavez la housse à la machine à l'eau chaude au cycle délicat, faites sécher à la machine à chaleur moyenne puis retirez rapidement de la sécheuse.
3. La housse Relief Wrap™ peut aussi être lavée à la main dans une eau savonneuse puis suspendue pour sécher.
4. Lorsque la housse est sèche, remettez le coussin chauffant à l'intérieur, attachez les sangles et fermez la glissière.

N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL. N'ESSOREZ PAS. NE FAITES PAS NETTOYER À SEC !

INSTRUCTIONS DE LAVAGE :
NOTE : SEULE LA HOUSSE EST LAVABLE ! NE LAVEZ PAS LA COUVERTURE CHAUFFANTE !

L'indicateur marche-arrêt est situé sur la commande de Relief Wrap™. Le commutateur marche-arrêt permet au Relief Wrap™ de conserver l'énergie en s'éteignant automatiquement après 2 heures d'utilisation continue. La fonction massage s'arrêtera automatiquement après 15 minutes d'utilisation. **IMPORTANT :** La minuterie marche-arrêt se réinitialisera après une panne de courant.

